

CULTURA[®] M

D deutsch
GB english
F français
I italiano
S svenska
NL nederlands

 **PRAXISDIENST**
Medische artikelen sinds 1953
[Bestel hier!](#)

CE



BEDIENINGSONDERDELEN

Bedieningsonderdelen

- Hoofdschakelaar met bedrijfskontrôle lamp
- Temperatuur instelschroef

Plaatsing van het apparaat

De CULTURA kan zowel in horizontale als verticale stand gebruikt worden (Schakelaar naar boven gericht).

Fotolegenda

(Foto cover achterkant)

- De CULTURA kan zowel in horizontale als verticale stand gebruikt worden (Schakelaar naar boven gericht)
- Hoofdschakelaar met bedrijfskontrôle lamp
- Temperatuur instelschroef

In bedrijfstelling

- Het apparaat uitpakken en stekker in stopcontact steken.
- Inlegbodemp op bodemribben leggen, thermometer opstellen.
- Hoofdschakelaar inschakelen. Kontrôlelamp licht op.
- Na ca. 30 minuten is de vooraf ingestelde temperatuur (ca. 35°C) bereikt.

Temperatuurinstelling

De gewenste bedrijfstemperatuur kan door het verdraaien van de instelschroef ingesteld worden. Door naar rechts te draaien wordt de binnentemperatuur verhoogd en door naar links te draaien verlaagd. (15° draaien komt overeen met ca. 1°C).

Gebruiksaanwijzingen

Er op letten, dat de deur goed gesloten is. Deur tot maximaal 90° openen. De CULTURA op zodanige plaats neerzetten, dat een directe inwerking van zonne-stralen door de plexiglas-deur is uitgesloten. De plastic buisjes (dipslides) mogen niet direkt op de verwarmde bodemp geplaatst worden. Altijd inlegbodemp gebruiken.

Reinigen

De oppervlakken zijn bestand tegen de meeste in de handel bekende reinigings- en desinfectiemiddelen. Belangrijk: Oplosmiddelen zoals methanol, aceton e.a. mogen onder geen enkele voorwaarde als reinigingsmiddel gebruikt worden.

Storingen

Om veiligheidsredenen is de CULTURA voorzien van een beveiliging tegen oververhitting. Deze beveiliging kan niet door de klant zelf vervangen of hersteld worden. In geval van schade aan de CULTURA telefonisch contact opnemen met leverancier.

Onderhoud/Regelmatig nazicht

De Cultura is onderhoudsvrij. Regelmatige visuele inspecties moeten gedaan worden. Vooral de stroomkabel en zijn behuizing moeten nagekeken worden op eventuele beschadiging. In geval van beschadiging de stekker van de Cultura uittrekken en niet langer meer gebruiken. De werkingstemperatuur moet constant gecontroleerd worden en aangepast indien nodig.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Handelsmerk:**
CULTURA
- Artikelnummer:**
70700 = 220-240 V
70701, 70713 = 100-120 V
70702, 70712 = 12 V
- Temperatuurbereik:**
25-45°C
- Temperatuurstabiliteit:**
+/- 1°C
- Beschikbare voltages:**
(zie label op het toestel)
220-240 V = 30 W
100-120 V = 30 W
12 V = 20 W
- Frequentie:**
50 Hz / 60 Hz
- Beveiligingsklasse:**
II
- Huis:**
weinig brandgevaarlijk
PC & ABS PBDE-Vrij
- Deur:**
PC, kleurloos
- Thermometer:**
tot 60°C, in spec. buisje
- Inlegpaat:**
ABS
- Garantie:**
2 jaar vanaf koopdatum
- Buitenmaten:**
B x H x T:
310 x 155 x 168 mm
- Binnenmaten:**
B x H x T:
220 x 120 x 150 mm
- Gewicht:**
1,1 kg

