

Foliodress® Mask

Comfortabel chirurgisch gezichtsmasker voor éénmalig gebruik

Hoogwaardige chirurgische maskers conform EN 14683: 2014 Type II of IIR van hypoallergeen, bijzonder zacht en flexibel non-woven materiaal. Bevat geen natuurrubberlatex. Met speciaal microkiemfilter voor vrije ademhaling met optimale filterprestaties. Met een lang geïntegreerd neusstuk. Reukloos en duurzaam. In verschillende materiaalcombinaties en uitvoeringen, geschikt voor een breed scala aan behoeften.

Toepassing:

voor éénmalig gebruik in alle afdelingen van de operatiekamer, evenals op intensive care-afdelingen en quarantaineafdelingen, in verloskamers en op neonatologie- en kraamafdelingen.

Assortiment

Omschrijving	Referentienummer	Verpakking
Foliodress mask comfort loop blauw	992 537	10 x 50
Foliodress mask loop blauw II	60000022	40 x 50
Foliodress mask loop blauw IIR	60000021	40 x 50
Foliodress mask comfort anti-splash groen IIR	992 528	6 x 40
Foliodress mask comfort perfect groen	992 143	6 x 50
Foliodress mask protect perfect blauw	992 531	6 x 50
Foliodress mask protect perfect groen	992 532	6 x 50
Foliodress mask protect senso blauw	992 535	6 x 50
Foliodress maks protect senso groen	992 536	6 x 50
Foliodress mask comfort senso groen	992 138	6 x 50
Foliodress mask comfort special groen	992 142	6 x 50
Foliodress mask protect special blauw	992 533	6 x 50
Foliodress maks comfort anti-fogging groen	992 530	6 x 50
Allmed ademhalingsmasker FFP2	992 080	51 (17 x 3)



Masker Foliodress® Comfort Senso

Gemaakt van een combinatie van bijzonder zachte en lichte materialen, met ultrasoon gelaste bandjes. Voor personen met een zeer gevoelige huid.



Masker Foliodress® Comfort Special

Gemaakt van een combinatie van zachte materialen; met een zacht gevoerd neusstuk en gestikte linten. Zeer geschikt voor mannen met een baard dankzij de extra ruime pasvorm van het masker. Voor de gevoelige huid.



Masker Foliodress® Comfort Perfect

Met ultrasoon gelaste koordjes, geschikt voor personen met een normaal gevoelige huid.



Masker Foliodress® Comfort Loop

Met zachte, gedraaide elastische bandjes om achter de oren vast te maken. Voor normaal gevoelige huidtypes.



Masker Foliodress® Comfort Anti-fogging

Speciaal voor bril dragers; voorzien van een dubbelzijdige anticondensstrook op de neusbrug die beschermt tegen het beslaan van de brillenglazen en microscoop.



Foliodress® masker loop Type IIR

Spatbestendig tot 120 mm Hg, type II R. Beschermt de gebruiker tegen infectie als gevolg van bloedspatten en ontstekingswondvocht en tijdens spoelprocessen.



Foliodress® masker anti splash – Type IIR

Spatbestendig tot 120 mm Hg. Beschermt de gebruiker tegen infectie als gevolg van bloedspatten en ontstekingswondvocht en tijdens spoelprocessen.



Allmed® ademhalingsmasker FFP2

Beschermt de gebruiker tegen het inademen van schadelijke stoffen, waaronder ook virussen.

Voldoet aan de Europese norm EN 149:2001+A1:2009 en de Europese verordening 2016/425.

