

Unsere optimale Lösung zur Sicherheit Ihrer Patienten.

Die Gefahr einer Verwechslung mit Luer-Spritzen ist weitgehend ausgeschlossen!



Orange Kolbenstange

Die verbreiterte BD™ UniVia-Spitze ist für Luer-freie Dreiweggehähe / Zuspritzschenkel geeignet

Produkt-Nr.	PZN*	Beschreibung	Ansatz	Graduierung	VE / UK**
305851	08446652	1 ml Spritze	zentrisch	unterteilt in 0,01 ml	200 / 1600
305853	08446669	3 ml Spritze	zentrisch	unterteilt in 0,1 ml	200 / 800
305855	08446681	5 ml Spritze	zentrisch	unterteilt in 0,2 ml	125 / 500
305857	08446706	10 ml Spritze	zentrisch	unterteilt in 0,2 ml	100 / 400
305859	08446729	20 ml Spritze	zentrisch	unterteilt in 1 ml	40 / 160
305861	08446735	30 ml Spritze	zentrisch	unterteilt in 1 ml	40 / 160
305863	08446741	60 ml Spritze	zentrisch	unterteilt in 1 ml	40 / 160
302435	08446758	Verschlusskappe	-	-	100 / 1000

* nur in Deutschland gültig

** VE / UK = Verpackungseinheit / Umkarton



BD™ Enteralspritzen mit BD™ UniVia-Spitze zur sicheren enteralen Verabreichung:

- 1 ml bis 10 ml Spritzen mit Graduierung in Milliliter und Teelöffel (1 Teelöffel ≈ 5 ml)
- 20 ml bis 60 ml Spritzen mit Graduierung in Milliliter und Unzen
- alle Produkte sind einzeln steril verpackt



Deutschland:
BD
 Tullastr. 8-12
 69126 Heidelberg
 Tel. 06221 305552
 Fax 06221 305216
 www.bd.com/de

Österreich:
BD
 Concorde Business Park 1/E/1/7
 2320 Schwechat
 Tel. 01 7063660
 Fax 01 7063660-11
 www.bd.com

Schweiz:
Becton Dickinson AG
 Postfach
 4002 Basel
 Tel. 061 4852222
 Fax 061 4852200
 www.bd.com/ch


Unser Design ...

... zur Sicherheit Ihrer Patienten.

BD, BD Logo und alle anderen Marken sind Eigentum der Becton, Dickinson and Company. © 2013 BD. MED 0313119

BD™ Enteralspritzen


zur sicheren Verabreichung von enteraler Ernährung und oralen Medikamenten



Helping all people
live healthy lives

Für mehr Patientensicherheit

BD™ Enteralspritzen sind in den Größen 1 ml - 60 ml erhältlich



Beim Design unserer BD™ Enteralspritzen ...

... haben wir an alles gedacht, um Ihnen und Ihren Patienten eine sichere Verabreichung von enteraler Ernährung und oralen Medikamenten zu ermöglichen.

1. Die orange eingefärbte Kolbenstange vereinfacht die orale Verabreichung auch bei schlechten Lichtverhältnissen.
2. Durch den transparenten Spritzenzylinder ist das Medikament klar zu erkennen.
3. Durch den deutlich ausgeprägten Skalenaufdruck ist die Graduierung gut ablesbar.
4. BD™ Enteralspritzen mit verbreiteter oraler Spitze sind ausschließlich geeignet für luerfreie Dreiwegehähne / Zuspritzschenkel.

CE-ZERTIFIZIERT

FÜR LUERFREIE DREIWEGEHÄHNE /
ZUSPRITZSCHENKEL GEEIGNET

EINZELN STERIL VERPACKT



Der verbreiterte BD™ UniVia-Spritzenansatz ist inkompatibel mit Luer- oder Luer-Lock-Anschlüssen.

Die Gefahr einer Verwechslung von BD™ Enteralspritzen mit Applikationssystemen für die Infusion ist weitgehend ausgeschlossen!